

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/cyklina-narciarska-5mm-white-remsport-p-5283.html>

## Cyklina narciarska 5mm White REMSPORT



Cena	<b>16,00 zł</b>
Dostępność	<b>Nieprodukowany</b>
Numer katalogowy	<b>REM01807</b>
Producent	<b>Remsport</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Cyklina narciarska (cyklina do nart) z pleksi, do nart zjazdowych lub nart biegowych, produkt polskiej firmy **REMSPORT**, jest to model Plexi Scraper 5mm White (numer katalogowy REM01807), o grubości 5mm w kolorze białym.

### OSTRA CYKLINA TO PODSTAWA TEGO PROCESU

Zalety **cykliny do nart**: oczyszcza ślizg z brudu i resztek smaru, przygotowuje go do nałożenia smaru, ułatwia zdejmowanie smaru po smarowaniu na gorąco, można ją ostrzyć i przede wszystkim jest tania w eksploatacji. Model ten posiada specjalne wycięcie pozwalające na usuwanie smaru z krawędzi.

Trzeba pamiętać, że tylko dobrze naostrzona (ostra) cyklina narciarska przyniesie nam pożądany skutek. Cykliny do nart ostrzemy za pomocą specjalnych [ostrzałek do cyklin](#) (patrz zakładka **Akcesoria dodatkowe**).



### Charakterystyka techniczna cykliny pleksi:

---

Szerokość: **150mm**  
Wysokość: **60mm**  
Grubość: **5mm**

Sposób użycia

**Cyklinowanie** - jest to proces ściągania nadmiaru smaru pozostałego na ślizgu po smarowaniu na gorąco.

**Cyklinę narciarską z pleksi** trzymamy oburącz, ustawiamy ją około 60-80 stopni (na oko) względem powierzchni ślizgu, dociskając ją do ślizgu wykonujemy ruch od siebie (pchający) zachowując prawidłowy kierunek tj. od dziobu do piętki narty.

Cyklinujemy do momentu braku wióra smarowego na ślizgu narty.



Filmik o cyklinowaniu w zakładce "Filmiki".