

## Klister Blue VAUHTI



Cena	<b>33,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>45,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - wysyłka 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>KSB</b>
Kod EAN	<b>6419696088430</b>
Producent	<b>Vauhti</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar biegowy, odbiciowy miękki tzw. klister, produkt fińskiej firmy **VAUHTI**, jest to model KS Blue, numer katalogowy KSB, stosowany do smarowania komory odbicia w nartach biegowych do stylu klasycznego.



**Klister KS Blue** to smar miękki, trzymający tzw. smar odbiciowy pochodzący z nowej linii Synthetic Klister (KS). Gramatura klistra to 60g. Przeznaczony na wilgotny, mokry, drobno i gruboziarnisty śnieg, stosowany w zakresie temperatur od +1 C do -10 C.

Kiedy używamy klistra? W warunkach kiedy śnieg spoczywa już przez dłuższy okres i kiedy uległ transformacji (płatki śniegu straciły swoją ostrość w wyniku powtórnego zmrożenia), klasyczne smary twarde tzw. gripy zwane również woskami odrzutowymi nie mogą w tych warunkach zapewnić przyczepności i stają się najnormalniej w świecie bezużyteczne, wtedy to, używamy klistra.

Musimy jednak pamiętać, że smary miękkie typu klistry są stosunkowo łatwe w nałożeniu (oczywiście w warunkach domowych), ale trudne do usunięcia.

Do usuwania klistrów używamy specjalnych zmywaczy (do ślizgów) i past myjących (do ciała). Można go rozprowadzać dłonią lub za pomocą specjalnego [syntetycznego korka](#) lub cyklino szpachli.

Przewidując zmienne warunki na pograniczu plusów można w ramach tego samego zakresu zastosować stickety twarde warstwowo z zasadą, że twardszy na spód, a słabszy na wierzch.

Linia klistrów **KS VAUHTI** liczy sobie cztery modele:

- [KS Red Klister](#),
- [KS Violet Klister](#),
- [KS Blue Klister](#),
- [KS Universal Klister](#).



### Charakterystyka techniczna klistra:

Waga smaru: **60g**

Typ smaru: **Kick-Zone**

Zakres temperatur: **0°C do -15°C**

Rodzaj smaru: **Klister**

Postać smaru: **Pasta**

### Strefa Kick Zone

Wyznaczanie strefy odbicia tzw. kick-zone w nartach biegowych do techniki klasycznej



